# НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Лабораторная работа 5.1.3 «Эффект Рамзауэра»


Овсянников Михаил Александрович студент группы Б01-008 3 курс ФРКТ

г. Долгопрудный 2022 г.

**Цель работы:** исследовать энергетическую зависимость вероятности рассеяния электронов на атомах газа, определить энергии электронов, при которых наблюдается его «просветление» и оценить размер его внешней электронной оболочки.

### Теоретические сведения


По мере уменьшения энергии электрона от нескольких десятков электрон-вольт поперечное сечение его упругого рассеяния растет, как это и следует из очень простых рассуждений: чем меньше скорость электрона, тем медленнее он «проскакивает» мимо атома, тем больше время взаимодействия электронов с атомом и, тем самым, больше вероятность этого взаимодействия, т. е. сечение реакции. Однако в эксперименте Рамзауэра с аргоном наблюдалось, что при энергиях меньше электронов 16 эВ сечение начинает уменьшаться, а при  $E \simeq 1$  эВ практически равно ну-



**Рис. 1.** Качественная картина результатов измерения упругого рассеяния электронов в аргоне

лю, т. е. аргон становится прозрачным для электронов. При дальнейшем уменьшении энергии электронов сечение рассеяния опять начинает возрастать. Объяснение этого эффекта потребовало учета волновой природы электронов.

Пучок электронов, вылетая из накаленного катода K, проходит ускоряющую разность потенциалов V, приложенную между катодом и электродом  $\Theta$ , и приобретает тем самым энергию  $E=mv^2/2=eV$ .



**Рис. 2.** Схема установки для измерения сечения рассеяния электронов в газах

Внутри атома потенциальная энергия налетающего электрона U отлична от нуля, скорость электрона изменяется, становясь равной v' в соответствии с законом сохранения энергии:

$$E = \frac{mv^2}{2} = \frac{mv'^2}{2} + U,$$
 (1)

а значит, изменяется и длина его волны де Бройля. Таким образом, по отношению к электронной волне атом ведет себя как преломляющая среда с относительным по-

казателем преломления

$$n = \frac{\lambda}{\lambda'} = \sqrt{1 - \frac{U}{E}}. (2)$$

Уравнение Шредингера в случае прохождении частицы с энергией E над потенциальной ямой шириной l и глубиной  $U_0$ :

$$\psi'' + k^2 \psi = 0$$
, где  $k^2 = \begin{cases} k_1^2 = \frac{2mE}{\hbar^2} \text{ в областях вне ямы;} \\ k_2^2 = \frac{2m(E+U_0)}{\hbar^2} \text{ в области ямы.} \end{cases}$  (3)

Коэффициент прохождения равен отношению квадратов амплитуд прошедшей и падающей волн и определяется выражением

$$D = \frac{16k_1^2k_2^2}{16k_1^2k_2^2 + 4(k_1^2 - k_2^2)^2\sin^2(k_2l)}$$
(4)

Таким образом, коэффициент прохождения электронов максимален при условии

$$k_2 l = \sqrt{\frac{2m(E + U_0)}{\hbar^2}} l = \pi n, \ n = 1, 2, 3, \dots$$
 (5)

Аналогично, условия на первые максимум и минимум соответственно:

$$2l = \frac{h}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}}\tag{6}$$

$$2l = \frac{3}{2} \frac{h}{\sqrt{2m(E_2 + U_0)}} \tag{7}$$

Решая совместно эти два уравнения, можно исключить  $U_0$  и найти эффективный размер атома l:

$$l = \frac{h\sqrt{5}}{\sqrt{32m(E_2 - E_1)}}. (8)$$

Из этих же формул можно также по измеренным величинам  $E_1$  и  $E_2$  рассчитать эффективную глубину потенциальной ямы атома:

$$U_0 = \frac{4}{5}E_2 - \frac{9}{5}E_1. \tag{9}$$

### Экспериментальная установка

В нашей работе для изучения эффекта Рамзауэра используется тиратрон ТГЗ-01/1.3Б, заполненный инертным газом. Схематическое изображение тиратрона и его конструкция приведены на рис. 3.

Электроны, эмитируемые катодом тиратрона, ускоряются напряжением V, приложенным между катодом и ближайшей к нему сеткой. Рассеянные электроны отклоняются в сторону и уходят на сетку, а оставшаяся часть электронов достигает анода и создает анодный ток  $I_a$ . Таким образом, поток электронов N(x) на расстоянии x от ускоряющей сетки уменьшается с ростом x от начального значения  $N_0$  у катода до некоторого значения  $N_a$  у анода.

Уравнение ВАХ:




Рис. 3. Схематическое изображение тиратрона (слева) и его конструкция (справа): 1, 2, 3 — сетки; 4 — внешний металлический цилиндр; 5 — катод; 6 — анод; 7 — накаливаемая спираль

$$I_a = I_0 e^{-Cw(V)}, \quad C = L n_a \Delta_a, \tag{10}$$

где  $I_0$  – ток катода,  $I_a$  – анодный ток.

Отсюда можно выразить:

$$w(V) = -\frac{1}{C} \ln \frac{I_a(V)}{I_0}.$$
(11)




Рис. 4. Блок-схема экспериментальной установки


# Ход работы

#### І. Подготовка приборов к работе

- 1. Установим все ручки регулировки в крайнее левое положение.
- 2. Убедимся, что все выходы подключены согласно схеме и включим осциллограф.
- 3. На канале I установим ступенчатый переключатель в положение 0,2 V/дел, утопим соседнюю кнопку « $\times 10$ », ручку плавного усиления повернем по часовой стрелке до щелчка.
- 4. На канале II установим чувствительность  $2 \text{ mV/дел} \times 10 = 20 \text{ mV/дел}$ .
- 5. Установим режим развертки.
- 6. Установим закрытый вход на обоих каналах.
- 7. Поместим луч на экране осциллографа чуть правее центра.
- 8. Включим вольтметр.

# II. Вольт-амперная характеристика тиратрона $I_a = f(U_c)$ на экране осциллографа C1-83

- 1. Установим динамический режим.
- 2. Поставим напряжение накала V=2,61 В. Погрешность  $\sigma_U=0,01$  В.
- 3. Проследим за ходом BAX тиратрона при увеличении ускоряющего напряжения от 0 до максимума.
- 4. Разместим картину в центре экрана.
- 5. При максимальном ускоряющем напряжении измерим напряжения, соответствующие первому максимуму и первому минимуму, а также оценим напряжение пробоя. Результаты в запишем в таблицу 1.
- 6. Повторим пункты 3–5 для напряжения накала  $V=2,97~{\rm B}.$
- 7. Поднесём к лампе магнит и пронаблюдаем за изменением BAX на экране осциллографа, так как он отклоняет электроны от своего пути.



**Рис. 5.** ВАХ тиратрона на экране осциллографа в динамическом режиме; а) при напряжении накала 2,61 В; б) при напряжении накала 2,97 В.

$V_{\rm max},  { m B}$	$V_{\min}$ , B	$V_{\text{пробоя}}, B$		
$V_{ m { m Hakaлa}}=2,61~{ m B}$				
3,0	7,0	17,0		
$V_{\rm max},{ m B}$	$V_{\min}$ , B	$V_{\text{пробоя}}$ , В		
$V_{\text{накала}} = 2,97 \text{ B}$				
3,2	8,2	16,2		

Таблица 1. Измерения в динамическом режиме

# III. Вольт-амперная характеристика $I_a = f(U_c)$ в статическом режиме

- 1. Установим статический режим.
- 2. Включим режим измерения постоянного напряжения, проверим, что все клеммы подключены согласно схеме и включим вольтметр.
- 3. Проведем измерение BAX тиратрона для тех же значений напряжений накала, что и в динамическом режиме. Ток анода определяется по показанию вольтметра  $V_{\rm анод-сетка}$ , деленному на сопротивление  $100~{\rm кOm}$ , которое включено в цепь анода. Результаты запишем в таблицу 2.

$V_{\text{катод-сетка}}$ , В	$V_{ m anog-cetka},  { m B}$	$I_a$ , мА	
$V_{\text{накала}} = 2,61 \text{ B}$			
2,639	2,95	0,0295	
3,162	18,00	0,1800	
3,566	21,60	0,2160	
4,111	22,70	0,2270	
4,502	22,75	0,2275	
5,299	21,15	0,2115	
4,737	22,88	0,2288	
6,325	18,68	0,1868	
6,802	17,18	0,1718	
7,095	16,20	0,1620	
7,503	14,72	0,1472	
8,232	12,55	0,1255	
9,488	10,25	0,1025	
10,625	9,87	0,0987	
11,006	10,09	0,1009	
11,588	10,56	0,1056	
11,528	10,52	0,1052	
12,197	11,04	0,1104	
12,193	11,06	0,1106	

I/ D	I/ D	τ	
$V_{\text{катод-сетка}}$ , В	$V_{ m aнод-cetka},  { m B}$	$I_a$ , мА	
$V_{\text{накала}} = 2,98 \text{ B}$			
2,979	38,34	0,3834	
3,261	47,71	0,4771	
3,514	53,68	0,5368	
3,858	60,01	0,6001	
4,045	62,90	0,6290	
4,435	67,51	0,6751	
5,028	70,91	0,7091	
5,254	71,45	0,7145	
5,424	71,72	0,7172	
6,032	71,23	0,7123	
6,248	70,68	0,7068	
6,557	69,29	0,6929	
6,730	68,28	0,6828	
7,047	65,89	0,6589	
7,472	62,08	0,6208	
7,856	58,62	0,5862	
8,712	51,31	0,5131	
9,515	46,82	0,4682	
10,394	45,86	0,4586	
10,701	46,52	0,4652	
11,280	48,42	0,4842	
10,713	46,85	0,4685	
10,850	47,48	0,4748	

Таблица 2. Результаты измерений в статическом режиме

#### IV. Обработка результатов

1. По результатам измерений в динамическом режиме рассчитаем размер электронной оболочки атома инертного газа в опыте, приняв  $U_0=2,5~\mathrm{B}.$ 

#### Напряжение накала 2,61 В:

По формуле (6):

$$l = \frac{1}{2} \frac{h}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}} \Longrightarrow l = (2, 6 \pm 0, 2) \text{ Å}$$

По формуле (7):

$$l = \frac{3}{4} \frac{h}{\sqrt{2m(E_2 + U_0)}} \Longrightarrow l = (3, 0 \pm 0, 1) \text{ Å}$$

Исключив  $U_0$  по формуле (8):

$$l = (3, 4 \pm 0, 3) \text{ Å}$$

Как видно, значения из разных опытов разнятся, но и погрешности достаточно велики.

Оценим глубину потенциальной ямы по формуле (9):

$$U_0 = (0, 2 \pm 0, 1) \text{ B.}$$

Глубина ямы получилась слишком неточной – именно этот опыт мало, что может сказать нам о реальном значении.

#### Напряжение накала 2,97 В:

По формуле (6):

$$l = \frac{1}{2} \frac{h}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}} \Longrightarrow l = (2, 6 \pm 0, 1) \text{ Å}$$

По формуле (7):

$$l = \frac{3}{4} \frac{h}{\sqrt{2m(E_2 + U_0)}} \Longrightarrow l = (2, 8 \pm 0, 1) \text{ Å}$$

Исключив  $U_0$  по формуле (8):

$$l = (3, 0 \pm 0, 1) \text{ Å}$$

Теперь значения получились более точными, и даже ближе друг к другу.

Опять оценим глубину потенциальной ямы по формуле (9):

$$U_0 = (0, 8 \pm 0, 1) \text{ 9B}.$$

Гораздо лучше, однако далеко от совершенства, и значение ближе к предполагаемому 2,5 эВ.


2. По результатам измерений напряжений пробоя оценим потенциал ионизации атома газа. В нашем случае получается:

$$U = (16, 6 \pm 0, 6)$$
 9B.

Данное значение близко к табличному для аргона  $U_{\text{табл}}=15,8$  эВ. Следовательно, делаем вывод, что в лампе аргон.

3. Построим графики  $I_a = f(V_c)$  для разных значений напряжений накала, опираясь на таблицу 2, и проведем те же расчеты, что и для динамического режима.

#### Напряжение накала 2,61 В:



**Рис. 6.** Зависимость  $I_a(V_c)$  для напряжения накала 2,61 В

$$V_{max} = 4, 1 \text{ B}, V_{min} = 10, 0 \text{ B}.$$

Считаем размер электронной оболочки.

По формуле (6):

$$l = \frac{1}{2} \frac{h}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}} \Longrightarrow l = (2, 4 \pm 0, 1) \text{ Å}$$

По формуле (7):

$$l = \frac{3}{4} \frac{h}{\sqrt{2m(E_2 + U_0)}} \Longrightarrow l = (2, 6 \pm 0, 1) \text{ Å}$$

Исключив  $U_0$  по формуле (8):

$$l = (2, 8 \pm 0, 2) \text{ Å}$$


Видно, что на этот раз значения ближе друг к другу, и погрешности меньше.

Оценим глубину потенциальной ямы по формуле (9):

$$U_0 = (0, 60 \pm 0, 03) \text{ 9B}.$$

С глубиной ямы тоже все получилось лучше, чем в динамическом случае.

#### Напряжение накала 2,98 В:



**Рис. 7.** Зависимость  $I_a(V_c)$  для напряжения накала 2,98 В

$$V_{max} = 5, 5 \text{ B}, V_{min} = 10, 1 \text{ B}.$$

Считаем размер электронной оболочки.

По формуле (6):

$$l = \frac{1}{2} \frac{h}{\sqrt{2m(E_1 + U_0)}} \Longrightarrow l = (2, 2 \pm 0, 1) \text{ Å}$$

По формуле (7):

$$l = \frac{3}{4} \frac{h}{\sqrt{2m(E_2 + U_0)}} \Longrightarrow l = (2, 6 \pm 0, 1) \text{ Å}$$

Исключив  $U_0$  по формуле (8):

$$l = (3, 2 \pm 0, 1) \text{ Å}$$

Этот случай чуть хуже, чем прошлый, но лишь тем, что значения получились разбросаны дальше.

Оценить глубину потенциальной ямы в этом случае не представляется возможным, так как по формуле получается отрицательная величина. Однако она чрезвычайно мала по модулю, что говорит о том, что это результат погрешностей измерений.

В итоге, среднее значение:  $U_0^\Sigma=(0,53\pm0,14)$  эВ. И для размера электронной оболочки:  $l^\Sigma=(2,8\pm0,5)$  Å.

4. Используя формулу (5), оценим значения напряжений для максимумов при n=2,3:

$$E_n = \frac{(\pi n\hbar)^2}{2ml^2} - U_0.$$

 $E_2^{\text{max}} \sim 18,7 \text{ 9B}; E_3^{\text{max}} \sim 42,8 \text{ 9B}.$ 

5. На основе формулы (11) найдем зависимость вероятности рассеяния электронов от энергии и построим график.

$$Cw = \ln \frac{I_a(V)}{I_0}$$

И сам график выглядит так (ненормированный):




Рис. 8. Зависимость вероятности рассеяния электронов

## Вывод

В данной работе мы пронаблюдали эффект Рамзауэра. Было установлено, что в исследуемый инертный газ с высокой вероятностью является аргоном. Помимо этого, был оценен размер его внешней электронной оболочки:  $l=(2,8\pm0,5)$  Å. То же было проделано и с энергиями «просветления»:  $E_2^{\rm max}\sim 18,7$  эВ;  $E_3^{\rm max}\sim 42,8$  эВ. Была качественно установлена энергетическая зависимость вероятности рассеяния электронов на атомах аргона. Погрешности достаточно велики, что объясняется неточностью способа измерений. Свой вклад в погрешность вносит и методика измерений, и округление при расчетах. Именно поэтому полученные значения стоит рассматривать лишь как оценку искомых величин, а не непосредственно их истинные значения.